






3口フラスコ



商品コード	型式	摺規格/共通摺			傾斜	容量	価格
		主管	側管 1	側管 2			
DASH-G2-0001	F3-15-50	15/25	15/25	15/25	5~8°	50ml	9,200
DASH-G2-0002	F3-15-100	15/25	15/25	15/25	5~8°	100ml	9,600
DASH-G2-0003	F3-19-100	19/38	15/25	15/25	5~8°	100ml	10,400
DASH-G2-0004	F3-19-200	19/38	19/38	15/25	5~8°	2000ml	12,200

3口フラスコ




-50ml, 100ml, 200ml-



商品コード	型 式	摺規格/共通摺			傾斜	容量	価 格
		主管	側管 1	側管 2			
DASH-G2-0005	F3-19-300	19/38	19/38	15/25	5~8°	300ml	12,400
DASH-G2-0006	F3-42-300	29/42	19/38	15/25	5~8°	300ml	13,200
DASH-G2-0007	F3-19S-300	19/38	19/38	15/25	垂直	300ml	14,400
DASH-G2-0008	F3-42S-300	29/42	19/38	15/25	垂直	300ml	14,800
DASH-G2-0009	F3-19-500	19/38	19/38	15/25	5~8°	500ml	13,000
DASH-G2-0010	F3-42-500	29/42	19/38	15/25	5~8°	500ml	13,800
DASH-G2-0011	F3-4224-500	29/42	24/40	15/25	5~8°	500ml	15,000
DASH-G2-0012	F3-19S-500	19/38	19/38	15/25	垂直	500ml	15,000
DASH-G2-0013	F3-42S-500	29/42	19/38	15/25	垂直	500ml	15,600
DASH-G2-0014	F3-4224S-500	29/42	24/40	15/25	垂直	500ml	16,600




3口フラスコ

-300ml, 500ml-



商品コード	型式	摺規格/共通摺			傾斜	容量	価格
		主管	側管 1	側管 2			
DASH-G2-0005	F3-19-300	19/38	19/38	15/25	5~8°	300ml	12,400
DASH-G2-0006	F3-42-300	29/42	19/38	15/25	5~8°	300ml	13,200
DASH-G2-0007	F3-19S-300	19/38	19/38	15/25	垂直	300ml	14,400
DASH-G2-0008	F3-42S-300	29/42	19/38	15/25	垂直	300ml	14,800
DASH-G2-0009	F3-19-500	19/38	19/38	15/25	5~8°	500ml	13,000
DASH-G2-0010	F3-42-500	29/42	19/38	15/25	5~8°	500ml	13,800
DASH-G2-0011	F3-4224-500	29/42	24/40	15/25	5~8°	500ml	15,000
DASH-G2-0012	F3-19S-500	19/38	19/38	15/25	垂直	500ml	15,000
DASH-G2-0013	F3-42S-500	29/42	19/38	15/25	垂直	500ml	15,600
DASH-G2-0014	F3-4224S-500	29/42	24/40	15/25	垂直	500ml	16,600

3口フラスコ -1000ml-



商品コード	型式	摺規格/共通摺			傾斜	容量	価格
		主管	側管 1	側管 2			
DASH-G2-0015	F3-2915-1L	29/42	15/25	15/25	5~8°	1000ml	14,600
DASH-G2-0016	F3-2924-1L	29/42	24/40	15/25	5~8°	1000ml	15,800
DASH-G2-0017	F3-2929-1L	29/42	29/42	24/40	5~8°	1000ml	19,000
DASH-G2-0018	F3-2915S-1L	29/42	15/25	15/25	垂直	1000ml	17,000
DASH-G2-0019	F3-2915S-1L	29/42	19/38	15/25	垂直	1000ml	18,400
DASH-G2-0020	F3-2919S-1L	29/42	19/38	19/38	垂直	1000ml	22,400



3口フラスコ-価格表

商品コード	型 式	摺規格/共通摺			傾斜	容量	価 格
		主管	側管 1	側管 2			
DASH-G2-0001	F3-15-5050	15/25	15/25	15/25	5~8°	50ml	9,200
DASH-G2-0002	F3-15-100	15/25	15/25	15/25	5~8°	100ml	9,600
DASH-G2-0003	F3-19-100	19/38	15/25	15/25	5~8°	100ml	10,400
DASH-G2-0004	F3-19-200	19/38	19/38	15/25	5~8°	2000ml	12,200
DASH-G2-0005	F3-19-300	19/38	19/38	15/25	5~8°	300ml	12,400
DASH-G2-0006	F3-42-300	29/42	19/38	15/25	5~8°	300ml	13,200
DASH-G2-0007	F3-19S-300	19/38	19/38	15/25	垂直	300ml	14,400
DASH-G2-0008	F3-42S-300	29/42	19/38	15/25	垂直	300ml	14,800
DASH-G2-0009	F3-19-500	19/38	19/38	15/25	5~8°	500ml	13,000
DASH-G2-0010	F3-42-500	29/42	19/38	15/25	5~8°	500ml	13,800
DASH-G2-0011	F3-4224-500	29/42	24/40	15/25	5~8°	500ml	15,000
DASH-G2-0012	F3-19S-500	19/38	19/38	15/25	垂直	500ml	15,000
DASH-G2-0013	F3-42S-500	29/42	19/38	15/25	垂直	500ml	15,600
DASH-G2-0014	F3-4224S-500	29/42	24/40	15/25	垂直	500ml	16,600
DASH-G2-0015	F3-2915-1L	29/42	15/25	15/25	5~8°	1000ml	14,600
DASH-G2-0016	F3-2924-1L	29/42	24/40	15/25	5~8°	1000ml	15,800
DASH-G2-0017	F3-2929-1L	29/42	29/42	24/40	5~8°	1000ml	19,000
DASH-G2-0018	F3-2915S-1L	29/42	15/25	15/25	垂直	1000ml	17,000
DASH-G2-0019	F3-2915S-1L	29/42	19/38	15/25	垂直	1000ml	18,400
DASH-G2-0020	F3-2919S-1L	29/42	19/38	19/38	垂直	1000ml	22,400

3 ロフラスコ-関連製品



- ・ 中心軸を偏心することにより、温度計保持部が回転するので、温度計球部の回転が大きく変化し、攪拌羽根との接触を回避することができます。
- ・ 攪拌羽根、攪拌棒、温度計球部との接触がなくなるため、装置全体の安全性が向上、無駄の削減等が有効となる画期的なホルダーです。
- ・ φ7mmの温度計用にお使い頂けます。

商品コード	製品名	摺規格	傾斜	価格
DASH-G2-0021	テルモホルダー	15/25	4.5°	3,800
DASH-G1-0002	テルモホルダー	24/40	4.5°	4,300
DASH-G1-0003	テルモホルダー	29/42	4.5°	4,800

3口フラスコ-関連製品



マイティマグシールはフラスコの密閉性を保つ攪拌シールとして製薬、食品、ファインケミカルなど広い分野でお使いいただける製品です。
フラスコの共通すり合わせに差込み、普段ご使用の攪拌機と接続することで、フラスコ内部の密閉を維持しながら、安全に攪拌を行うことができます。
磁石を利用した磁気カップリングの採用により、高真空、高耐久を実現し、1984年の販売開始から30年以上の長きに渡り、皆様の研究を支え続けています。磁気を利用した非接触カップリングにより、回転数が上がってもフラスコ内の気密性をしっかりと確保。有機溶媒や揮発性ガスの漏出を防ぎ、実験の安全性と信頼性を高めます。
駆動部品の摩耗を抑えることができ、メンテナンスが容易です。

商品コード	型式	摺規格	回転トルク	価格
DASH-G2-0024	MG-2-01	24/40	0.2N・m	70,000
DASH-G2-0025	MG-2-02	29/42	0.2N・m	70,000
DASH-G2-0026	MG-6-01	24/40	0.6N・m	124,000
DASH-G2-0027	MG-6-02	29/42	0.6N・m	124,000
DASH-G2-0028	MG-6-03	34/45	0.6N・m	124,000

磁気カップリングの準特注

標準仕様の磁気カップリングをベースとして
大型容器（10L～）／過酷条件下（高粘度・高温の液体）
で使用出来るように特注製作しました。



<回転トルク>

0.2N・m～0.6N・mを2.0N・mに

<高温対象を混ぜる際の水冷ジャケット>

無から有りに

<容器との接続>

共通すり合わせからネジ接続に

<攪拌棒のサイズ>

φ8mmからφ10mmに

容器や攪拌の対象を問わず、密閉攪拌が可能になります。