


# 石英炉心管




管状炉“ARFシリーズ”用石英炉心管です。  
金属炉心管などに比べ、膨張係数が少なく急激な温度変化に耐性を有します。

- 耐熱性 ※ 1
- 化学的耐蝕性 ※ 2
- 光の透過性

※ 1 : 常用1,100℃、短時間の場合1,200℃までご使用いただけます。  
※ 2 : フッ酸などには適しません。

商品コード	型 式	寸法mm	長さmm	価 格
DASH-Q1-0001	DAQT-305	30×26	500	11,000
DASH-Q1-0002	DAQT-306	30×26	600	14,000
DASH-Q1-0003	DAQT-307	30×26	700	16,000
DASH-Q1-0004	DAQT-308	30×26	800	18,000
DASH-Q1-0005	DAQT-405	40×36	500	14,000
DASH-Q1-0006	DAQT-406	40×36	600	15,700
DASH-Q1-0007	DAQT-407	40×36	700	19,000
DASH-Q1-0008	DAQT-408	40×36	800	20,000
DASH-Q1-0009	DAQT-505	50×46	500	20,000
DASH-Q1-0010	DAQT-506	50×46	600	21,000
DASH-Q1-0011	DAQT-507	50×46	700	22,000
DASH-Q1-0012	DAQT-508	50×46	800	26,000

# 石英管-特注製作



長さ (L)	mm
外径 (a)	mm
内径 (b)	mm

## 端加工

- |                             |      |    |
|-----------------------------|------|----|
| <input type="checkbox"/> 片側 | 丸封じ  |    |
| <input type="checkbox"/> 片側 | フランジ |    |
| <input type="checkbox"/> 片側 | 摺加工  | mm |
| <input type="checkbox"/> 片側 | 枝管付き |    |

## その他加工


- 
- 



フランジ加工



摺加工/ツノ



枝管加工