


サイド実験台-木製

両袖・ケコミ型

型式：DASH-KCL



商品コード	型式	外寸法 (W×D×H) mm	タイプ
DASH-MS-0001	DASH-KCL-180	1800×750×800	ケコミ
DASH-MS-0002	DASH-KCL-240	2400×750×800	ケコミ
DASH-MS-0003	DASH-KCL-300	3000×750×800	ケコミ
DASH-MS-0004	DASH-KCL-360	3600×750×800	ケコミ
DASH-MS-0005	DASH-KCL-189	1800×900×800	ケコミ
DASH-MS-0006	DASH-KCL-249	2400×900×800	ケコミ
DASH-MS-0007	DASH-KCL-309	3000×900×800	ケコミ
DASH-MS-0008	DASH-KCL-369	3600×900×800	ケコミ

共通仕様(中央実験台/サイド実験台)

天板	ケムサーフ：表面フェノール樹脂3.0t
本体・内外装・棚板	両面化粧パーティクルボード
耐熱温度	180℃




サイド実験台-木製

両袖・フラット型
型式：DASH-KCT



単位：mm




商品コード	型式	外寸法 (W×D×H) mm	タイプ
DASH-MS-0009	DASH-KCT-180	1800×750×800	フラット
DASH-MS-0010	DASH-KCT-240	2400×750×800	フラット
DASH-MS-0011	DASH-KCT-300	3000×750×800	フラット
DASH-MS-0012	DASH-KCT-189	1800×900×800	フラット
DASH-MS-0013	DASH-KCT-249	2400×900×800	フラット
DASH-MS-0014	DASH-KCT-309	3000×900×800	フラット

共通仕様(中央実験台/サイド実験台)

天板	ケムサーフ：表面フェノール樹脂3.0t
本体・内外装・棚板	両面化粧パーティクルボード
耐熱温度	180℃

サイド実験台-木製

片袖・ケコミ型/引出右
 型式：DASH-KCK-R




商品コード	型式	外寸法 (W×D×H) mm	タイプ
DASH-MS-0015	DASH-KCK-120R	1200×750×800	ケコミ/引出右
DASH-MS-0016	DASH-KCK-150R	1500×750×800	ケコミ/引出右
DASH-MS-0017	DASH-KCK-180R	1800×750×800	ケコミ/引出右
DASH-MS-0018	DASH-KCK-120L	1200×750×800	ケコミ/引出左
DASH-MS-0019	DASH-KCK-150L	1500×750×800	ケコミ/引出左
DASH-MS-0020	DASH-KCK-180L	1800×750×800	ケコミ/引出左

共通仕様(中央実験台/サイド実験台)	
天板	ケムサーフ：表面フェノール樹脂3.0t
本体・内外装・棚板	両面化粧パーティクルボード
耐熱温度	180℃

サイド実験台-木製

片袖・フラット型/引出右

型式：DASH-KCI-R




商品コード	型式	外寸法 (W×D×H) mm	タイプ
DASH-MS-0021	DASH-KCI-120R	1200×750×800	フラット/引出右
DASH-MS-0022	DASH-KCI-150R	1500×750×800	フラット/引出右
DASH-MS-0023	DASH-KCI-180R	1800×750×800	フラット/引出右
DASH-MS-0024	DASH-KCI-120L	1200×750×800	フラット/引出左
DASH-MS-0025	DASH-KCI-150L	1500×750×800	フラット/引出左
DASH-MS-0026	DASH-KCI-180L	1800×750×800	フラット/引出左

共通仕様(中央実験台/サイド実験台)	
天板	ケムサーフ：表面フェノール樹脂3.0t
本体・内外装・棚板	両面化粧パーティクルボード
耐熱温度	180℃

サイド実験台-木製

片袖・デスク型/引出右
 型式：DASH-KCG-R




商品コード	型式	外寸法 (W×D×H) mm	タイプ
DASH-MS-0027	DASH-KCG-120R	1200×750×800	デスク型
DASH-MS-0028	DASH-KCG-150R	1500×750×800	デスク型
DASH-MS-0029	DASH-KCG-180R	1800×750×800	デスク型
DASH-MS-0030	DASH-KCG-120L	1200×750×800	デスク型
DASH-MS-0031	DASH-KCG-150L	1500×750×800	デスク型
DASH-MS-0032	DASH-KCG-180L	1800×750×800	デスク型

共通仕様(中央実験台/サイド実験台)	
天板	ケムサーフ：表面フェノール樹脂3.0t
本体・内外装・棚板	両面化粧パーティクルボード
耐熱温度	180℃

サイド実験台-木製

片袖・引出

型式：DASH-KCD



商品コード	型式	外寸法 (W×D×H) mm	タイプ
DASH-MS-0033	DASH-KCD-45	450×750×800	引出
DASH-MS-0034	DASH-KCD-60	600×750×800	引出
DASH-MS-0035	DASH-KCD-90	900×750×800	引出
DASH-MS-0036	DASH-KCD-120	1200×750×800	引出
DASH-MS-0037	DASH-KCD-150	1500×750×800	引出
DASH-MS-0038	DASH-KCD-180	1200×750×801	引出

共通仕様(中央実験台/サイド実験台)	
天板	ケムサーフ：表面フェノール樹脂3.0t
本体・内外装・棚板	両面化粧パーティクルボード
耐熱温度	180℃

サイド実験台-木製



試薬棚 オープン

商品コード	型 式	外寸法 (W×D×H) mm	タイプ
DASH-MS-0039	DASH-KKE-92	900×200×1000	オプション
DASH-MS-0040	DASH-KKE-122	1200×200×1000	オプション
DASH-MS-0041	DASH-KKE-152	1500×200×1000	オプション
DASH-MS-0042	DASH-KKE-182	1800×200×1000	オプション



試薬棚 オープン+蛍光灯付

商品コード	型 式	外寸法 (W×D×H) mm	タイプ
DASH-MS-0043	DASH-KKF-92	900×200×1000	オプション
DASH-MS-0044	DASH-KKF-122	1200×200×1000	オプション
DASH-MS-0045	DASH-KKF-152	1500×200×1000	オプション
DASH-MS-0046	DASH-KKF-182	1800×200×1000	オプション



試薬棚 ガラス戸

商品コード	型 式	外寸法 (W×D×H) mm	タイプ
DASH-MS-0047	DASH-KKG-92	900×200×1000	オプション
DASH-MS-0048	DASH-KKG-122	1200×200×1000	オプション
DASH-MS-0049	DASH-KKG-152	1500×200×1000	オプション
DASH-MS-0050	DASH-KKG-182	1800×200×1000	オプション



試薬棚 ガラス戸+蛍光灯付

商品コード	型 式	外寸法 (W×D×H) mm	タイプ
DASH-MS-0051	DASH-KKH-92	900×200×1000	オプション
DASH-MS-0052	DASH-KKH-122	1200×200×1000	オプション
DASH-MS-0053	DASH-KKH-152	1500×200×1000	オプション
DASH-MS-0054	DASH-KKH-182	1800×200×1000	オプション



サイド実験台-木製 一覧

商品コード	型 式	外寸法 (W×D×H) mm	タイプ
DASH-MS-0001	DASH-KCL-180	1800×750×800	ケコミ
DASH-MS-0002	DASH-KCL-240	2400×750×800	ケコミ
DASH-MS-0003	DASH-KCL-300	3000×750×800	ケコミ
DASH-MS-0004	DASH-KCL-360	3600×750×800	ケコミ
DASH-MS-0005	DASH-KCL-189	1800×900×800	ケコミ
DASH-MS-0006	DASH-KCL-249	2400×900×800	ケコミ
DASH-MS-0007	DASH-KCL-309	3000×900×800	ケコミ
DASH-MS-0008	DASH-KCL-369	3600×900×800	ケコミ
DASH-MS-0009	DASH-KCT-180	1800×750×800	フラット
DASH-MS-0010	DASH-KCT-240	2400×750×800	フラット
DASH-MS-0011	DASH-KCT-300	3000×750×800	フラット
DASH-MS-0012	DASH-KCT-189	1800×900×800	フラット
DASH-MS-0013	DASH-KCT-249	2400×900×800	フラット
DASH-MS-0014	DASH-KCT-309	3000×900×800	フラット
DASH-MS-0015	DASH-KCK-120R	1200×750×800	ケコミ/引出右
DASH-MS-0016	DASH-KCK-150R	1500×750×800	ケコミ/引出右
DASH-MS-0017	DASH-KCK-180R	1800×750×800	ケコミ/引出右
DASH-MS-0018	DASH-KCK-120L	1200×750×800	ケコミ/引出左
DASH-MS-0019	DASH-KCK-150L	1500×750×800	ケコミ/引出左
DASH-MS-0020	DASH-KCK-180L	1800×750×800	ケコミ/引出左
DASH-MS-0021	DASH-KCI-120R	1200×750×800	フラット/引出右
DASH-MS-0022	DASH-KCI-150R	1500×750×800	フラット/引出右
DASH-MS-0023	DASH-KCI-180R	1800×750×800	フラット/引出右
DASH-MS-0024	DASH-KCI-120L	1200×750×800	フラット/引出左
DASH-MS-0025	DASH-KCI-150L	1500×750×800	フラット/引出左
DASH-MS-0026	DASH-KCI-180L	1800×750×800	フラット/引出左
DASH-MS-0027	DASH-KCG-120R	1200×750×800	デスク型
DASH-MS-0028	DASH-KCG-150R	1500×750×800	デスク型
DASH-MS-0029	DASH-KCG-180R	1800×750×800	デスク型
DASH-MS-0030	DASH-KCG-120L	1200×750×800	デスク型
DASH-MS-0031	DASH-KCG-150L	1500×750×800	デスク型
DASH-MS-0032	DASH-KCG-180L	1800×750×800	デスク型
DASH-MS-0033	DASH-KCD-45	450×750×800	引出
DASH-MS-0034	DASH-KCD-60	600×750×800	引出
DASH-MS-0035	DASH-KCD-90	900×750×800	引出
DASH-MS-0036	DASH-KCD-120	1200×750×800	引出
DASH-MS-0037	DASH-KCD-150	1500×750×800	引出
DASH-MS-0038	DASH-KCD-180	1200×750×801	引出

F A X : 043-257-9229

特注製作見積依頼表

会社名 |

所 属 |

氏 名 |

m a i l @

電話番号 |

F A X 番号 |

住所

数量

希望納期

特記事項

依頼日 年 月 日

別紙特注製作依頼表番号MS1の通り見積作成願います。



サイド実験台-木製 見積依頼表

特注製作依頼表番号 MS1

袖		形状	幅 mm	奥行 mm	高さ mm	天板	オプション
無し	<input type="checkbox"/>	ケコミ型				ケムサーフ ・ メラミン	
	<input type="checkbox"/>	フラット型				ケムサーフ ・ メラミン	
	<input type="checkbox"/>	引出し型				ケムサーフ ・ メラミン	
片袖/右引出	<input type="checkbox"/>	ケコミ型				ケムサーフ ・ メラミン	
	<input type="checkbox"/>	フラット型				ケムサーフ ・ メラミン	
	<input type="checkbox"/>	デスク型				ケムサーフ ・ メラミン	
片袖/左引出	<input type="checkbox"/>	ケコミ型				ケムサーフ ・ メラミン	
	<input type="checkbox"/>	フラット型				ケムサーフ ・ メラミン	
	<input type="checkbox"/>	デスク型				ケムサーフ ・ メラミン	
両袖	<input type="checkbox"/>	ケコミ型				ケムサーフ ・ メラミン	
	<input type="checkbox"/>	フラット型				ケムサーフ ・ メラミン	
	<input type="checkbox"/>	デスク型				ケムサーフ ・ メラミン	

オプション	
<input type="checkbox"/>	試薬棚 ガラス戸付
<input type="checkbox"/>	試薬棚 ガラス戸無
<input type="checkbox"/>	コンセント
<input type="checkbox"/>	ガス栓
<input type="checkbox"/>	その他

設置・付帯工事
設置場所
電源接続工事
ガス配管接続工事
その他