



サイド実験台-フレームスチール

フレーム・引出なし
型式：DASH-MCA



共通仕様(中央実験台/サイド実験台)	
天板	ケムサーフ：表面フェノール樹脂3.0t
サイド・連結フレーム	スチール
※アジャスター付き	
フサギ板・パネル	両面化粧パーティクルボード

商品コード	型 式	外寸法 (W×D×H) mm	タイプ
DASH-MS-0085	DASH-MCA-60	600×750×800	引出なし
DASH-MS-0086	DASH-MCA-90	900×750×800	引出なし
DASH-MS-0087	DASH-MCA-120	1200×750×800	引出なし
DASH-MS-0088	DASH-MCA-150	1500×750×800	引出なし
DASH-MS-0089	DASH-MCA-180	1800×750×800	引出なし
DASH-MS-0090	DASH-MCA-240	2400×750×800	引出なし
DASH-MS-0091	DASH-MCA-300	3000×750×800	引出なし
DASH-MS-0092	DASH-MCA-360	3600×750×800	引出なし



オプションカート設置例



フレームスチール作業台・引出なし用 カートユニット

引出タイプ/4段
型式：DASH-WA1-45



引出/片扉
型式：DASH-WB1-45



片扉
型式：DASH-WC1-45



商品コード	型 式	外寸法（W×D×H）mm	タイプ
DASH-MS-0101	DASH-WA1-45	450×443×665	引出/4段
DASH-MS-0102	DASH-WB1-45	450×443×665	引出/片扉
DASH-MS-0103	DASH-WC1-45	450×443×665	片扉

カートユニット仕様	
本体内外装	両面化粧パーティクルボード
※キャスター付き	

サイド実験台-フレームスチール

フレーム・引出つき
型式：DASH-MCB



共通仕様(中央実験台/サイド実験台)	
天板	ケムサーフ：表面フェノール樹脂3.0t
サイド・連結フレーム	スチール
※アジャスター付き	
フサギ板・パネル	両面化粧パーティクルボード

商品コード	型 式	外寸法 (W×D×H) mm	タイプ
DASH-MS-0093	DASH-MCB-60	600×750×800	引出あり
DASH-MS-0094	DASH-MCB-90	900×750×800	引出あり
DASH-MS-0095	DASH-MCB-120	1200×750×800	引出あり
DASH-MS-0096	DASH-MCB-150	1500×750×800	引出あり
DASH-MS-0097	DASH-MCB-180	1800×750×800	引出あり
DASH-MS-0098	DASH-MCB-240	2400×750×800	引出あり
DASH-MS-0099	DASH-MCB-300	3000×750×800	引出あり
DASH-MS-0100	DASH-MCB-360	3600×750×800	引出あり





フレームスチール作業台・引出つき用 カートユニット

引出タイプ/3段
型式：DASH-WA2-45

引出/片扉
型式：DASH-WB2-45

片扉
型式：DASH-WC2-45



商品コード	型 式	外寸法 (W×D×H) mm	タイプ
DASH-MS-0104	DASH-WA2-45	450×443×576	引出/4段
DASH-MS-0105	DASH-WB2-45	450×443×576	引出/片扉
DASH-MS-0106	DASH-WC2-45	450×443×576	片扉

カートユニット仕様	
本体内外装	両面化粧パーティクルボード
※キャスター付き	



サイド実験台-フレームスチール

コーナー用
型式：DASH-MCO



共通仕様(中央実験台/サイド実験台)	
天板	ケムサーフ：表面フェノール樹脂3.0t
サイド・連結フレーム	スチール
※アジャスター付き	
フサギ板・パネル	両面化粧パーティクルボード

商品コード	型 式	外寸法 (W×D×H) mm	タイプ
DASH-MS-0107	DASH-MCO-95	950×950×800	コーナー用

サイド実験台-オールスチール製

オープン型・引出なし
型式：DASH-SUA



商品コード	型 式	外寸法 (W×D×H) mm	タイプ
DASH-MS-0055	DASH-SUA-9	900×750×800	オープン型
DASH-MS-0056	DASH-SUA-12	1200×750×800	オープン型
DASH-MS-0057	DASH-SUA-15	1500×750×800	オープン型
DASH-MS-0058	DASH-SUA-18	1800×750×800	オープン型
DASH-MS-0059	DASH-SUA-24	2400×750×800	オープン型

共通仕様(中央実験台/サイド実験台)	
天板	ケムサーフ：表面フェノール樹脂3.0t
本体	スチール
※アジャスター付き	



サイド実験台-オールスチール製

オープン型・引出あり
型式：DASH-SUB



商品コード	型 式	外寸法 (W×D×H) mm	タイプ
DASH-MS-0060	DASH-SUB-9	900×750×800	オープン型・引出
DASH-MS-0061	DASH-SUB-12	1200×750×800	オープン型・引出
DASH-MS-0062	DASH-SUB-15	1500×750×800	オープン型・引出
DASH-MS-0063	DASH-SUB-18	1800×750×800	オープン型・引出
DASH-MS-0064	DASH-SUB-24	2400×750×800	オープン型・引出

共通仕様(中央実験台/サイド実験台)	
天板	ケムサーフ：表面フェノール樹脂3.0t
本体	スチール
※アジャスター付き	



サイド実験台-オールスチール製



デスク型
型式：DASH-SUC



フラット型
型式：DASH-SUD



フラット型
型式：DASH-SUE

商品コード	型 式	外寸法 (W×D×H) mm	タイプ
DASH-MS-0065	DASH-SUC-18	1800×750×800	デスク型
DASH-MS-0066	DASH-SUC-24	2400×750×800	デスク型
DASH-MS-0067	DASH-SUD-18	1800×750×800	フラット型
DASH-MS-0068	DASH-SUD-24	2400×750×800	フラット型
DASH-MS-0069	DASH-SUE-18	1800×750×800	フラット型
DASH-MS-0070	DASH-SUE-24	2400×750×800	フラット型



サイド実験台-オールスチール製

開閉型・引出あり
型式：DASH-SUJ



商品コード	型 式	外寸法 (W×D×H) mm	タイプ
DASH-MS-0071	DASH-SUJ-9	900×750×800	開閉型
DASH-MS-0072	DASH-SUJ-12	1200×750×800	開閉型
DASH-MS-0073	DASH-SUJ-15	1500×750×800	開閉型
DASH-MS-0074	DASH-SUJ-18	1800×750×800	開閉型

共通仕様(中央実験台/サイド実験台)	
天板	ケムサーフ：表面フェノール樹脂3.0t
本体	スチール
※アジャスター付き	



サイド実験台-オールスチール製

オプションカート
型式：DASH-SX-1

オプションカート 開き戸
型式：DASH-SY-1



商品コード	型 式	外寸法 (W×D×H) mm	タイプ
DASH-MS-0075	DASH-SX-1	450×450×576	3段引出
DASH-MS-0076	DASH-SY-1	450×450×576	開き戸

オプション試薬棚
型式：DASH-SRA

オプション試薬棚
型式：DASH-SRB



商品コード	型 式	外寸法 (W×D×H) mm	タイプ
DASH-MS-0077	DASH-SRA-9	900×300×1115	ガラス戸なし
DASH-MS-0078	DASH-SRA-12	1200×300×1115	ガラス戸なし
DASH-MS-0079	DASH-SRA-15	1500×300×1115	ガラス戸なし
DASH-MS-0080	DASH-SRA-18	1800×300×1115	ガラス戸なし
DASH-MS-0081	DASH-SRB-9	900×300×1115	蛍光灯付
DASH-MS-0082	DASH-SRB-12	1200×300×1115	蛍光灯付
DASH-MS-0083	DASH-SRB-15	1500×300×1115	蛍光灯付
DASH-MS-0084	DASH-SRB-18	1800×300×1115	蛍光灯付



サイド実験台 - スチール 一覧

商品コード	型 式	外寸法 (W×D×H) mm	タイプ
DASH-MS-0055	DASH-SUA-9	900×750×800	オープン型
DASH-MS-0056	DASH-SUA-12	1200×750×800	オープン型
DASH-MS-0057	DASH-SUA-15	1500×750×800	オープン型
DASH-MS-0058	DASH-SUA-18	1800×750×800	オープン型
DASH-MS-0059	DASH-SUA-24	2400×750×800	オープン型
DASH-MS-0060	DASH-SUB-9	900×750×800	オープン型・引出
DASH-MS-0061	DASH-SUB-12	1200×750×800	オープン型・引出
DASH-MS-0062	DASH-SUB-15	1500×750×800	オープン型・引出
DASH-MS-0063	DASH-SUB-18	1800×750×800	オープン型・引出
DASH-MS-0064	DASH-SUB-24	2400×750×800	オープン型・引出
DASH-MS-0065	DASH-SUC-18	1800×750×800	デスク型
DASH-MS-0066	DASH-SUC-24	2400×750×800	デスク型
DASH-MS-0067	DASH-SUD-18	1800×750×800	フラット型
DASH-MS-0068	DASH-SUD-24	2400×750×800	フラット型
DASH-MS-0069	DASH-SUE-18	1800×750×800	フラット型
DASH-MS-0070	DASH-SUE-24	2400×750×800	フラット型
DASH-MS-0071	DASH-SUJ-9	900×750×800	開閉型
DASH-MS-0072	DASH-SUJ-12	1200×750×800	開閉型
DASH-MS-0073	DASH-SUJ-15	1500×750×800	開閉型
DASH-MS-0074	DASH-SUJ-18	1800×750×800	開閉型
DASH-MS-0075	DASH-SX-1	450×450×576	3段引出
DASH-MS-0076	DASH-SY-1	450×450×576	開き戸
DASH-MS-0077	DASH-SRA-9	900×300×1115	ガラス戸なし
DASH-MS-0078	DASH-SRA-12	1200×300×1115	ガラス戸なし
DASH-MS-0079	DASH-SRA-15	1500×300×1115	ガラス戸なし
DASH-MS-0080	DASH-SRA-18	1800×300×1115	ガラス戸なし
DASH-MS-0081	DASH-SRB-9	900×300×1115	蛍光灯付
DASH-MS-0082	DASH-SRB-12	1200×300×1115	蛍光灯付
DASH-MS-0083	DASH-SRB-15	1500×300×1115	蛍光灯付
DASH-MS-0084	DASH-SRB-18	1800×300×1115	蛍光灯付
DASH-MS-0085	DASH-MCA-60	600×750×800	引出なし
DASH-MS-0086	DASH-MCA-90	900×750×800	引出なし
DASH-MS-0087	DASH-MCA-120	1200×750×800	引出なし
DASH-MS-0088	DASH-MCA-150	1500×750×800	引出なし
DASH-MS-0089	DASH-MCA-180	1800×750×800	引出なし
DASH-MS-0090	DASH-MCA-240	2400×750×800	引出なし
DASH-MS-0091	DASH-MCA-300	3000×750×800	引出なし
DASH-MS-0092	DASH-MCA-360	3600×750×800	引出なし
DASH-MS-0093	DASH-MCB-60	600×750×800	引出あり
DASH-MS-0094	DASH-MCB-90	900×750×800	引出あり
DASH-MS-0095	DASH-MCB-120	1200×750×800	引出あり
DASH-MS-0096	DASH-MCB-150	1500×750×800	引出あり
DASH-MS-0097	DASH-MCB-180	1800×750×800	引出あり
DASH-MS-0098	DASH-MCB-240	2400×750×800	引出あり
DASH-MS-0099	DASH-MCB-300	3000×750×800	引出あり
DASH-MS-0100	DASH-MCB-360	3600×750×800	引出あり
DASH-MS-0101	DASH-WA1-45	450×443×665	引出/4段
DASH-MS-0102	DASH-WB1-45	450×443×665	引出/片扉
DASH-MS-0103	DASH-WC1-45	450×443×665	片扉
DASH-MS-0104	DASH-WA2-45	450×443×576	引出/3段
DASH-MS-0105	DASH-WB2-45	450×443×576	引出/片扉
DASH-MS-0106	DASH-WC2-45	450×443×576	片扉
DASH-MS-0107	DASH-MCO-95	950×950×800	コーナー用

F A X : 043-257-9229

特注製作見積依頼表

会社名 |

所 属 |

氏 名 |

m a i l @

電話番号 |

F A X 番号 |

住所

数量

希望納期

特記事項

依頼日 年 月 日

別紙特注製作依頼表番号MS2の通り見積作成願います。



サイド実験台-スチール 見積依頼表

特注製作依頼表番号 MS2

材質	タイプ	幅 mm	奥行 mm	高さ mm	天板	オプション
フレームスチール	引出なし				ケムサーフ ・ メラミン	
	引出つき				ケムサーフ ・ メラミン	
	コーナー用				ケムサーフ ・ メラミン	
オールスチール	オープン型・引出なし				ケムサーフ ・ メラミン	
	オープン型・引出つき				ケムサーフ ・ メラミン	
	デスク型				ケムサーフ ・ メラミン	
	フラット型				ケムサーフ ・ メラミン	
	フラット型				ケムサーフ ・ メラミン	
	開閉型				ケムサーフ ・ メラミン	

オプション	設置・付帯工事
ユニットカート	設置場所
☐ オールスチール 3段引出	電源接続工事
☐ オールスチール 開き戸	ガス配管接続工事
☐ 両面化粧パーティクルボード 引出4段	その他
☐ 両面化粧パーティクルボード 引出3段	
☐ 両面化粧パーティクルボード 片扉	
☐ 両面化粧パーティクルボード 引出・片扉	
試薬棚	
☐ ガラス戸なし	
☐ ガラス戸・蛍光灯付	
☐ コンセント	
☐ ガス栓	
☐ その他	