



中央実験台-木製

ケコミ型/両袖引出
型式：DASH-KAA



商品コード	型 式	外寸法 (W×D×H) mm	タイプ
DASH-MC-0001	DASH-KAA-182	1800×1200×800	ケコミ/引出
DASH-MC-0002	DASH-KAA-242	2400×1200×800	ケコミ/引出
DASH-MC-0003	DASH-KAA-302	3000×1200×800	ケコミ/引出
DASH-MC-0004	DASH-KAA-362	3600×1200×800	ケコミ/引出
DASH-MC-0005	DASH-KAA-185	1800×1500×800	ケコミ/引出
DASH-MC-0006	DASH-KAA-245	2400×1500×800	ケコミ/引出
DASH-MC-0007	DASH-KAA-305	3000×1500×800	ケコミ/引出
DASH-MC-0008	DASH-KAA-365	3600×1500×800	ケコミ/引出

共通仕様(中央実験台/サイド実験台)	
天板	ケムサーフ：表面フェノール樹脂3.0t
本体・内外装・棚板	両面化粧パーティクルボード
耐熱温度	180℃



中央実験台-木製

ケコミ型/開き戸
型式：DASH-KAK



商品コード	型 式	外寸法 (W×D×H) mm	タイプ
DASH-MC-0009	DASH-KAK-182	1800×1200×800	ケコミ/開き戸
DASH-MC-0010	DASH-KAK-242	2400×1200×800	ケコミ/開き戸
DASH-MC-0011	DASH-KAK-302	3000×1200×800	ケコミ/開き戸
DASH-MC-0012	DASH-KAK-362	3600×1200×800	ケコミ/開き戸
DASH-MC-0013	DASH-KAK-185	1800×1500×800	ケコミ/開き戸
DASH-MC-0014	DASH-KAK-245	2400×1500×800	ケコミ/開き戸
DASH-MC-0015	DASH-KAK-305	3000×1500×800	ケコミ/開き戸
DASH-MC-0016	DASH-KAK-365	3600×1500×800	ケコミ/開き戸

共通仕様(中央実験台/サイド実験台)	
天板	ケムサーフ：表面フェノール樹脂3.0t
本体・内外装・棚板	両面化粧パーティクルボード
耐熱温度	180℃



中央実験台-木製

フラット型/開き戸
型式：DASH-KAH



商品コード	型 式	外寸法 (W×D×H) mm	タイプ
DASH-MC-0017	DASH-KAH-182	1800×1200×800	フラット
DASH-MC-0018	DASH-KAH-242	2400×1200×800	フラット
DASH-MC-0019	DASH-KAH-302	3000×1200×800	フラット
DASH-MC-0020	DASH-KAH-362	3600×1200×800	フラット
DASH-MC-0021	DASH-KAH-185	1800×1500×800	フラット
DASH-MC-0022	DASH-KAH-245	2400×1500×800	フラット
DASH-MC-0023	DASH-KAH-305	3000×1500×800	フラット
DASH-MC-0024	DASH-KAH-365	3600×1500×800	フラット

共通仕様(中央実験台/サイド実験台)	
天板	ケムサーフ：表面フェノール樹脂3.0t
本体・内外装・棚板	両面化粧パーティクルボード
耐熱温度	180℃



中央実験台-木製

ケコミ型/サイド流し台付属
型式：DASH-KAC



商品コード	型 式	外寸法 (W×D×H) mm	タイプ
DASH-MC-0025	DASH-KAC-242	2400×1200×800	ケコミ/サイド流し台
DASH-MC-0026	DASH-KAC-302	3000×1200×800	ケコミ/サイド流し台
DASH-MC-0027	DASH-KAC-362	3600×1200×800	ケコミ/サイド流し台
DASH-MC-0028	DASH-KAC-422	4200×1200×800	ケコミ/サイド流し台
DASH-MC-0029	DASH-KAC-245	2400×1500×800	ケコミ/サイド流し台
DASH-MC-0030	DASH-KAC-305	3000×1500×800	ケコミ/サイド流し台
DASH-MC-0031	DASH-KAC-365	3600×1500×800	ケコミ/サイド流し台
DASH-MC-0032	DASH-KAC-425	4200×1500×800	ケコミ/サイド流し台

共通仕様(中央実験台/サイド実験台)	
天板	ケムサーフ：表面フェノール樹脂3.0t
本体・内外装・棚板	両面化粧パーティクルボード
耐熱温度	180℃



中央実験台-木製

ケコミ型/サイド流し台付属
型式：DASH-KAC



商品コード	型 式	外寸法 (W×D×H) mm	タイプ
DASH-MC-0033	DASH-KAG-242	2400×1200×800	ケコミ/中央流し台
DASH-MC-0034	DASH-KAG-302	3000×1200×800	ケコミ/中央流し台
DASH-MC-0035	DASH-KAG-362	3600×1200×800	ケコミ/中央流し台
DASH-MC-0036	DASH-KAG-422	4200×1200×800	ケコミ/中央流し台
DASH-MC-0037	DASH-KAG-245	2400×1500×800	ケコミ/中央流し台
DASH-MC-0038	DASH-KAG-305	3000×1500×800	ケコミ/中央流し台
DASH-MC-0039	DASH-KAG-365	3600×1500×800	ケコミ/中央流し台
DASH-MC-0040	DASH-KAG-425	4200×1500×800	ケコミ/中央流し台

共通仕様(中央実験台/サイド実験台)	
天板	ケムサーフ：表面フェノール樹脂3.0t
本体・内外装・棚板	両面化粧パーティクルボード
耐熱温度	180℃

中央実験台-木製

試薬棚 オープン



商品コード	型 式	外寸法 (W×D×H) mm	タイプ
DASH-MC-0041	DASH-KKA-93	900×300×1000	オプション
DASH-MC-0042	DASH-KKA-123	1200×300×1000	オプション
DASH-MC-0043	DASH-KKA-153	1500×300×1000	オプション
DASH-MC-0044	DASH-KKA-193	1900×300×1000	オプション

試薬棚 オープン+蛍光灯付



商品コード	型 式	外寸法 (W×D×H) mm	タイプ
DASH-MC-0045	DASH-KKB-93	900×300×1000	オプション
DASH-MC-0046	DASH-KKB-123	1200×300×1000	オプション
DASH-MC-0047	DASH-KKB-153	1500×300×1000	オプション
DASH-MC-0048	DASH-KKB-193	1900×300×1000	オプション

試薬棚 ガラス戸



商品コード	型 式	外寸法 (W×D×H) mm	タイプ
DASH-MC-0049	DASH-KKC-93	900×300×1000	オプション
DASH-MC-0050	DASH-KKC-123	1200×300×1000	オプション
DASH-MC-0051	DASH-KKC-153	1500×300×1000	オプション
DASH-MC-0052	DASH-KKC-193	1900×300×1000	オプション

試薬棚 ガラス戸+蛍光灯付



商品コード	型 式	外寸法 (W×D×H) mm	タイプ
DASH-MC-0053	DASH-KKD-93	900×300×1000	オプション
DASH-MC-0054	DASH-KKD-123	1200×300×1000	オプション
DASH-MC-0055	DASH-KKD-153	1500×300×1000	オプション
DASH-MC-0056	DASH-KKD-193	1900×300×1000	オプション



中央実験台-木製 一覧

商品コード	型 式	外寸法 (W×D×H) mm	タイプ
DASH-MC-0001	DASH-KAA-182	1800×1200×800	ケコミ/引出
DASH-MC-0002	DASH-KAA-242	2400×1200×800	ケコミ/引出
DASH-MC-0003	DASH-KAA-302	3000×1200×800	ケコミ/引出
DASH-MC-0004	DASH-KAA-362	3600×1200×800	ケコミ/引出
DASH-MC-0005	DASH-KAA-185	1800×1500×800	ケコミ/引出
DASH-MC-0006	DASH-KAA-245	2400×1500×800	ケコミ/引出
DASH-MC-0007	DASH-KAA-305	3000×1500×800	ケコミ/引出
DASH-MC-0008	DASH-KAA-365	3600×1500×800	ケコミ/引出
DASH-MC-0009	DASH-KAK-182	1800×1200×800	ケコミ/開き戸
DASH-MC-0010	DASH-KAK-242	2400×1200×800	ケコミ/開き戸
DASH-MC-0011	DASH-KAK-302	3000×1200×800	ケコミ/開き戸
DASH-MC-0012	DASH-KAK-362	3600×1200×800	ケコミ/開き戸
DASH-MC-0013	DASH-KAK-185	1800×1500×800	ケコミ/開き戸
DASH-MC-0014	DASH-KAK-245	2400×1500×800	ケコミ/開き戸
DASH-MC-0015	DASH-KAK-305	3000×1500×800	ケコミ/開き戸
DASH-MC-0016	DASH-KAK-365	3600×1500×800	ケコミ/開き戸
DASH-MC-0017	DASH-KAH-182	1800×1200×800	フラット
DASH-MC-0018	DASH-KAH-242	2400×1200×800	フラット
DASH-MC-0019	DASH-KAH-302	3000×1200×800	フラット
DASH-MC-0020	DASH-KAH-362	3600×1200×800	フラット
DASH-MC-0021	DASH-KAH-185	1800×1500×800	フラット
DASH-MC-0022	DASH-KAH-245	2400×1500×800	フラット
DASH-MC-0023	DASH-KAH-305	3000×1500×800	フラット
DASH-MC-0024	DASH-KAH-365	3600×1500×800	フラット
DASH-MC-0025	DASH-KAC-242	2400×1200×800	ケコミ/サイド流し台
DASH-MC-0026	DASH-KAC-302	3000×1200×800	ケコミ/サイド流し台
DASH-MC-0027	DASH-KAC-362	3600×1200×800	ケコミ/サイド流し台
DASH-MC-0028	DASH-KAC-422	4200×1200×800	ケコミ/サイド流し台
DASH-MC-0029	DASH-KAC-245	2400×1500×800	ケコミ/サイド流し台
DASH-MC-0030	DASH-KAC-305	3000×1500×800	ケコミ/サイド流し台
DASH-MC-0031	DASH-KAC-365	3600×1500×800	ケコミ/サイド流し台
DASH-MC-0032	DASH-KAC-425	4200×1500×800	ケコミ/サイド流し台
DASH-MC-0033	DASH-KAG-242	2400×1200×800	ケコミ/中央流し台
DASH-MC-0034	DASH-KAG-302	3000×1200×800	ケコミ/中央流し台
DASH-MC-0035	DASH-KAG-362	3600×1200×800	ケコミ/中央流し台
DASH-MC-0036	DASH-KAG-422	4200×1200×800	ケコミ/中央流し台
DASH-MC-0037	DASH-KAG-245	2400×1500×800	ケコミ/中央流し台
DASH-MC-0038	DASH-KAG-305	3000×1500×800	ケコミ/中央流し台
DASH-MC-0039	DASH-KAG-365	3600×1500×800	ケコミ/中央流し台
DASH-MC-0040	DASH-KAG-425	4200×1500×800	ケコミ/中央流し台
DASH-MC-0041	DASH-KKA-93	900×300×1000	オプション
DASH-MC-0042	DASH-KKA-123	1200×300×1000	オプション
DASH-MC-0043	DASH-KKA-153	1500×300×1000	オプション
DASH-MC-0044	DASH-KKA-193	1900×300×1000	オプション
DASH-MC-0045	DASH-KKB-93	900×300×1000	オプション
DASH-MC-0046	DASH-KKB-123	1200×300×1000	オプション
DASH-MC-0047	DASH-KKB-153	1500×300×1000	オプション
DASH-MC-0048	DASH-KKB-193	1900×300×1000	オプション
DASH-MC-0049	DASH-KKC-93	900×300×1000	オプション
DASH-MC-0050	DASH-KKC-123	1200×300×1000	オプション
DASH-MC-0051	DASH-KKC-153	1500×300×1000	オプション
DASH-MC-0052	DASH-KKC-193	1900×300×1000	オプション
DASH-MC-0053	DASH-KKD-93	900×300×1000	オプション
DASH-MC-0054	DASH-KKD-123	1200×300×1000	オプション
DASH-MC-0055	DASH-KKD-153	1500×300×1000	オプション
DASH-MC-0056	DASH-KKD-193	1900×300×1000	オプション

特注製作見積依頼表

会社名 |

所 属 |

氏 名 |

m a i l @

電話番号 |

F A X 番号 |

住所

数量

希望納期

特記事項

依頼日 年 月 日

別紙特注製作依頼表番号MC1の通り見積作成願います。



中央実験台-木製

見積依頼表

特注製作依頼表番号 MC1

タイプ	タイプ	幅 mm	奥行 mm	高さ mm	天板	オプション
ケコミ	両袖引出				ケムサーフ ・ メラミン	
	引出/サイド流し台				ケムサーフ ・ メラミン	
	引出/中央流し台				ケムサーフ ・ メラミン	
	開き戸				ケムサーフ ・ メラミン	
フラット	両袖引出				ケムサーフ ・ メラミン	
	引出/サイド流し台				ケムサーフ ・ メラミン	
	引出/中央流し台				ケムサーフ ・ メラミン	
	開き戸				ケムサーフ ・ メラミン	

オプション	
☐	試薬棚 ガラス戸付
☐	試薬棚 ガラス戸無
☐	コンセント
☐	ガス栓
☐	その他

設置・付帯工事
設置場所
電源接続工事
ガス配管接続工事
その他