



中央実験台-フレームスチール

フレーム・引出なし
型式：DASH-MAA



共通仕様(中央実験台/サイド実験台)	
天板	ケムサーフ：表面フェノール樹脂3.0t
サイド・連結フレーム	スチール
※アジャスター付き	
フサギ板・パネル	両面化粧パーティクルボード

商品コード	型 式	外寸法 (W×D×H) mm	タイプ
DASH-MC-0057	DASH-MAA-182	1800×1200×800	引出なし
DASH-MC-0058	DASH-MAA-242	2400×1200×800	引出なし
DASH-MC-0059	DASH-MAA-302	3000×1200×800	引出なし
DASH-MC-0060	DASH-MAA-362	3600×1200×800	引出なし
DASH-MC-0061	DASH-MAA-185	1800×1500×800	引出なし
DASH-MC-0062	DASH-MAA-245	2400×1500×800	引出なし
DASH-MC-0063	DASH-MAA-305	3000×1500×800	引出なし
DASH-MC-0064	DASH-MAA-365	3600×1500×800	引出なし





フレームスチール実験台・引出なし用 カートユニット

引出タイプ/4段
型式：DASH-WA1-45



引出/片扉
型式：DASH-WB1-45



片扉
型式：DASH-WC1-45



商品コード	型 式	外寸法 (W×D×H) mm	タイプ
DASH-MS-0101	DASH-WA1-45	450×443×665	引出/4段
DASH-MS-0102	DASH-WB1-45	450×443×665	引出/片扉
DASH-MS-0103	DASH-WC1-45	450×443×665	片扉

カートユニット仕様	
本体内外装	両面化粧パーティクルボード
※キャスター付き	



中央実験台-フレームスチール

フレーム・引出つき
型式：DASH-MAB



共通仕様(中央実験台/サイド実験台)	
天板	ケムサーフ：表面フェノール樹脂3.0t
サイド・連結フレーム	スチール
※アジャスター付き	
フサギ板・パネル	両面化粧パーティクルボード

商品コード	型 式	外寸法 (W×D×H) mm	タイプ
DASH-MC-0065	DASH-MAB-182	1800×1200×800	引出つき
DASH-MC-0066	DASH-MAB-242	2400×1200×800	引出つき
DASH-MC-0067	DASH-MAB-302	3000×1200×800	引出つき
DASH-MC-0068	DASH-MAB-362	3600×1200×800	引出つき
DASH-MC-0069	DASH-MAB-185	1800×1500×800	引出つき
DASH-MC-0070	DASH-MAB-245	2400×1500×800	引出つき
DASH-MC-0071	DASH-MAB-305	3000×1500×800	引出つき
DASH-MC-0072	DASH-MAB-365	3600×1500×800	引出つき





フレームスチール実験台・引出つき用 カートユニット

引出タイプ/3段
型式：DASH-WA2-45

引出/片扉
型式：DASH-WB2-45

片扉
型式：DASH-WC2-45



商品コード	型 式	外寸法 (W×D×H) mm	タイプ
DASH-MS-0104	DASH-WA2-45	450×443×576	引出/4段
DASH-MS-0105	DASH-WB2-45	450×443×576	引出/片扉
DASH-MS-0106	DASH-WC2-45	450×443×576	片扉

カートユニット仕様	
本体内外装	両面化粧パーティクルボード
※キャスター付き	

中央実験台-オールスチール製

オープン型・引出なし
型式：DASH-SCA



商品コード	型 式	外寸法 (W×D×H) mm	タイプ
DASH-MC-0073	DASH-SCA-182	1800×1200×800	引出なし
DASH-MC-0074	DASH-SCA-242	2400×1200×800	引出なし
DASH-MC-0075	DASH-SCA-302	3000×1200×800	引出なし
DASH-MC-0076	DASH-SCA-362	3600×1200×800	引出なし
DASH-MC-0077	DASH-SCA-185	1800×1500×800	引出なし
DASH-MC-0078	DASH-SCA-245	2400×1500×800	引出なし
DASH-MC-0079	DASH-SCA-305	3000×1500×800	引出なし
DASH-MC-0080	DASH-SCA-365	3600×1500×800	引出なし

共通仕様(中央実験台/サイド実験台)	
天板	ケムサーフ：表面フェノール樹脂3.0t
本体	スチール
※アジャスター付き	



中央実験台-オールスチール製

オープン型・引出つき
型式：DASH-SCB



商品コード	型 式	外寸法 (W×D×H) mm	タイプ
DASH-MC-0081	DASH-SCB-182	1800×1200×800	引出つき
DASH-MC-0082	DASH-SCB-242	2400×1200×800	引出つき
DASH-MC-0083	DASH-SCB-302	3000×1200×800	引出つき
DASH-MC-0084	DASH-SCB-362	3600×1200×800	引出つき
DASH-MC-0085	DASH-SCB-185	1800×1500×800	引出つき
DASH-MC-0086	DASH-SCB-245	2400×1500×800	引出つき
DASH-MC-0087	DASH-SCB-305	3000×1500×800	引出つき
DASH-MC-0088	DASH-SCB-365	3600×1500×800	引出つき

共通仕様(中央実験台/サイド実験台)	
天板	ケムサーフ：表面フェノール樹脂3.0t
本体	スチール
※アジャスター付き	



中央実験台-オールスチール製

オプションカート
型式：DASH-SX-1

オプションカート 開き戸
型式：DASH-SY-1



商品コード	型 式	外寸法 (W×D×H) mm	タイプ
DASH-MS-0075	DASH-SX-1	450×450×576	3段引出
DASH-MS-0076	DASH-SY-1	450×450×576	開き戸

オプション試薬棚
型式：DASH-SRA

オプション試薬棚
型式：DASH-SRB



商品コード	型 式	外寸法 (W×D×H) mm	タイプ
DASH-MS-0077	DASH-SRA-9	900×300×1115	ガラス戸なし
DASH-MS-0078	DASH-SRA-12	1200×300×1115	ガラス戸なし
DASH-MS-0079	DASH-SRA-15	1500×300×1115	ガラス戸なし
DASH-MS-0080	DASH-SRA-18	1800×300×1115	ガラス戸なし
DASH-MS-0081	DASH-SRB-9	900×300×1115	蛍光灯付
DASH-MS-0082	DASH-SRB-12	1200×300×1115	蛍光灯付
DASH-MS-0083	DASH-SRB-15	1500×300×1115	蛍光灯付
DASH-MS-0084	DASH-SRB-18	1800×300×1115	蛍光灯付



中央実験台-スチール 一覧

商品コード	型 式	外寸法 (W×D×H) mm	タイプ
DASH-MC-0073	DASH-SCA-182	1800×1200×800	引出なし
DASH-MC-0074	DASH-SCA-242	2400×1200×800	引出なし
DASH-MC-0075	DASH-SCA-302	3000×1200×800	引出なし
DASH-MC-0076	DASH-SCA-362	3600×1200×800	引出なし
DASH-MC-0077	DASH-SCA-185	1800×1500×800	引出なし
DASH-MC-0078	DASH-SCA-245	2400×1500×800	引出なし
DASH-MC-0079	DASH-SCA-305	3000×1500×800	引出なし
DASH-MC-0080	DASH-SCA-365	3600×1500×800	引出なし
DASH-MC-0081	DASH-SCB-182	1800×1200×800	引出つき
DASH-MC-0082	DASH-SCB-242	2400×1200×800	引出つき
DASH-MC-0083	DASH-SCB-302	3000×1200×800	引出つき
DASH-MC-0084	DASH-SCB-362	3600×1200×800	引出つき
DASH-MC-0085	DASH-SCB-185	1800×1500×800	引出つき
DASH-MC-0086	DASH-SCB-245	2400×1500×800	引出つき
DASH-MC-0087	DASH-SCB-305	3000×1500×800	引出つき
DASH-MC-0088	DASH-SCB-365	3600×1500×800	引出つき

F A X : 043-257-9229

特注製作見積依頼表

会社名

|

所 属

|

氏 名

|

m a i l

@

電話番号

|

F A X 番号

|

住所

数量

希望納期

特記事項

依頼日

年

月

日

別紙特注製作依頼表番号MS2の通り見積作成願います。



中央実験台 - スチール

見積依頼表

特注製作依頼表番号 MC2

タイプ	タイプ	幅 mm	奥行 mm	高さ mm	天板	オプション
フレームスチール	引出なし				ケムサーフ ・ メラミン	
	引出つき				ケムサーフ ・ メラミン	
オールスチール	オープン型・引出なし				ケムサーフ ・ メラミン	
	オープン型・引出つき				ケムサーフ ・ メラミン	

オプション

ユニットカート

☐

オールスチール 3段引出

☐

オールスチール 開き戸

☐

両面化粧パーティクルボード 引出4段

☐

両面化粧パーティクルボード 引出3段

☐

両面化粧パーティクルボード 片扉

☐

両面化粧パーティクルボード 引出・片扉

試薬棚

☐

ガラス戸なし

☐

ガラス戸・蛍光灯付

☐

コンセント

☐

ガス栓

☐

その他

設置・付帯工事

設置場所

電源接続工事

ガス配管接続工事

その他