







4口フラスコ



商品コード	型 式	摺規格/共通摺				傾 斜	容 量	価 格
		主管	側管 1	側管 2	側管 3			
DASH-G3-0001	F4-15-50	15/25	15/25	15/25	15/25	斜斜5~8℃	50ml	11,000
DASH-G3-0002	F4-15-100	15/25	15/25	15/25	15/25	斜斜5~8℃	100ml	11,200
DASH-G3-0003	F4-1915-100	19/38	15/25	15/25	15/25	斜斜5~8℃	100ml	11,600
DASH-G3-0004	F4-19-200	19/38	19/38	15/25	15/25	斜斜5~8℃	200ml	12,600
DASH-G3-0005	F4-19-300	19/38	19/38	15/25	15/25	斜斜5~8℃	300ml	14,000
DASH-G3-0006	F4-29-300	29/42	19/38	15/25	15/25	斜斜5~8℃	300ml	14,400
DASH-G3-0007	F4-19S-300	19/38	19/38	15/25	15/25	垂直	300ml	15,800
DASH-G3-0008	F4-29S-300	29/42	19/38	15/25	15/25	垂直	300ml	16,800





4口フラスコ



商品コード	型 式	摺規格/共通摺				傾斜	容量	価 格
		主管	側管 1	側管 2	側管 3			
DASH-G3-0009	F4-19S-500	19/38	19/38	15/25	15/25	垂直	500ml	17,300
DASH-G3-0010	F4-29S-500	29/42	19/38	15/25	15/25	垂直	500ml	18,400
DASH-G3-0011	F4-2924S-500	29/42	24/40	15/25	15/25	垂直	500ml	19,000
DASH-G3-0012	F4-19-500	19/38	19/38	15/25	15/25	斜斜5~8℃	500ml	15,000
DASH-G3-0013	F4-29-500	29/42	19/38	15/25	15/25	斜斜5~8℃	500ml	15,600
DASH-G3-0014	F4-2924-500	29/42	24/40	15/25	15/25	斜斜5~8℃	500ml	16,400



4口フラスコ



商品コード	型 式	摺規格/共通摺				傾斜	容量	価 格
		主管	側管 1	側管 2	側管 3			
DASH-G3-0015	F4-29-1000	29/42	15/25	15/25	15/25	斜斜5~8℃	1000ml	17,000
DASH-G3-0016	F4-2924-1000	29/42	24/40	15/25	15/25	斜斜5~8℃	1000ml	18,600
DASH-G3-0017	F4-2929-1000	29/42	29/42	24/40	24/40	斜斜5~8℃	1000ml	23,600
DASH-G3-0018	F4-29S-1000	29/42	15/25	15/25	15/25	垂直	1000ml	19,400
DASH-G3-0019	F4-2924S-1000	29/42	24/40	15/25	15/25	垂直	1000ml	22,000
DASH-G3-0020	F4-2929S-1000	29/42	29/42	24/40	24/40	垂直	1000ml	27,600



4口フラスコ-関連製品



- ・ 中心軸を偏心することにより、温度計保持部が回転するので、温度計球部の回転が大きく変化し、攪拌羽根との接触を回避することができます。
- ・ 攪拌羽根、攪拌棒、温度計球部との接触がなくなるため、装置全体の安全性が向上、無駄の削減等が有効となる画期的なホルダーです。
- ・ φ7mmの温度計用にお使い頂けます。

商品コード	製品名	摺規格	傾斜	価 格
DASH-G2-0021	テルモホルダー	15/25	4.5°	3,800
DASH-G2-0022	テルモホルダー	24/40	4.5°	4,300
DASH-G2-0023	テルモホルダー	29/42	4.5°	4,800

4口フラスコ-関連製品



マイティマグシールはフラスコの密閉性を保つ撹拌シールとして製薬、食品、ファインケミカルなど広い分野でお使いいただける製品です。
フラスコの共通すり合わせに差込み、普段ご使用の撹拌機と接続することで、フラスコ内部の密閉を維持しながら、安全に撹拌を行うことができます。
磁石を利用した磁気カップリングの採用により、高真空、高耐久を実現し、1984年の販売開始から30年以上の長きに渡り、皆様の研究を支え続けています。磁気を利用した非接触カップリングにより、回転数が上がってもフラスコ内の気密性をしっかりと確保。有機溶媒や揮発性ガスの漏出を防ぎ、実験の安全性と信頼性を高めます。
駆動部品の摩耗を抑えることができ、メンテナンスが容易です。

商品コード	型 式	摺規格	回転トルク	価 格
DASH-G2-0024	MG-2-01	24/40	0.2N・m	70,000
DASH-G2-0025	MG-2-02	29/42	0.2N・m	70,000
DASH-G2-0026	MG-6-01	24/40	0.6N・m	124,000
DASH-G2-0027	MG-6-02	29/42	0.6N・m	124,000
DASH-G2-0028	MG-6-03	34/45	0.6N・m	124,000

磁気カップリングの準特注

標準仕様の磁気カップリングをベースとして
大型容器（10L～）／過酷条件下（高粘度・高温の液体）
で使用出来るように特注製作しました。



<回転トルク>

0.2N・m～0.6N・mを2.0N・mに

<高温対象を混ぜる際の水冷ジャケット>

無から有りに

<容器との接続>

共通すり合わせからネジ接続に

<撹拌棒のサイズ>

φ8mmからφ10mmに

容器や撹拌の対象を問わず、密閉撹拌が可能になります。

F A X : 043-257-9229

特注製作依頼表

会社名 |

所 属 |

氏 名 |

m a i l @

電話番号 |

F A X 番号 |

住所

数量

希望納期


特記事項

依頼日 年 月 日

別紙特注製作依頼表番号G3の通り見積作成願います。

特注製作依頼表

フラスコ



摺	主管	側管 1	側管 2	側管 3	側管 4
☐	2	☐			
☐	3	☐			
☐	4	☐			
摺 (側管)	角度				
1)	☐ 5~8°				
	☐ 垂直				
	☐ 上記以外	○	~	○	
2)	☐ 5~8°				
	☐ 垂直				
	☐ 上記以外	○	~	○	
3)	☐ 5~8°				
	☐ 垂直				
	☐ 上記以外	○	~	○	