





石英ボート



理化学・研究用の石英ボートです。
耐熱温度：約1000℃

※ 1：常用1,000℃
※ 2：フッ酸などには適しません。

標準納期 | 20日間 |

商品コード	型 式	寸法D1	寸法D2	寸法L	価 格
DASH-Q B -0001	DASH-QB-306	60	20	9	21,000
DASH-Q B -0002	DASH-QB-3010	100	20	9	24,000
DASH-Q B -0003	DASH-QB-406	60	30	13	27,000
DASH-Q B -0004	DASH-QB-4010	100	30	13	31,000
DASH-Q B -0005	DASH-QB-506	60	40	18	32,000
DASH-Q B -0006	DASH-QB-5010	100	40	18	36,000