




石英るつぼ/ふた

ローヤルベルリン形



理化学・研究用の石英るつぼです。
耐熱温度：約1000℃

※1：常用1,000℃
※2：フッ酸などには適しません。

標準納期


20日間

商品コード	型 式	容 量	外 径	高 さ	価 格
DASH-QR-0001	DAQR-15M	15ml	41	28	7,300
DASH-QR-0002	DAQR-15F	フタ	43	15	7,900
DASH-QR-0003	DAQR-15S	15ml+蓋	セット品		14,500
DASH-QR-0004	DAQR-25M	25ml	47	30	9,700
DASH-QR-0005	DAQR-25F	フタ	49	15	9,100
DASH-QR-0006	DAQR-25S	25ml+蓋	セット品		16,000
DASH-QR-0007	DAQR-40M	40ml	56	45	13,000
DASH-QR-0008	DAQR-40F	フタ	58	15	11,000
DASH-QR-0009	DAQR-40S	40ml+蓋	セット品		22,000
DASH-QR-0010	DAQR-60M	60ml	62	55	15,500
DASH-QR-0011	DAQR-60F	フタ	64	15	12,200
DASH-QR-0012	DAQR-60S	60ml+蓋	セット品		24,000




石英容器-特注製作


□テーパー




□円筒



□るつぼ




□蒸発皿



形 状	追加加工	容 量	胴 径	肉 厚 t	高 さ
☐ 円 筒	☐ こぼし口				
☐ テーパー	☐ 持ち手				
☐ るつぼ	☐ ナンバリング				
☐ 蒸発皿					
☐ その他	☐ その他				
イメージ	イメージ				



ナンバリング
肉盛り



持ち手