



石英ビーカー



理化学・研究用の石英ビーカーです。
容量目盛りはついていません。
追加加工でナンバリング（肉盛り）が可能です。
耐熱温度：約1000℃

※1：常用1,000℃

※2：フッ酸などには適しません。


標準納期

20日間


商品コード	型式	容量	外径	高さ	価格
DASH-QBK-0001	DAQBK-50	50ml	44	60	10,000
DASH-QBK-0002	DAQBK-100	100ml	56	70	12,800
DASH-QBK-0003	DAQBK-200	200ml	68	89	14,600
DASH-QBK-0004	DAQBK-250	250ml	72	96	17,800
DASH-QBK-0005	DAQBK-300	300ml	78	103	19,500
DASH-QBK-0006	DAQBK-500	500ml	90	120	26,000
DASH-QBK-0007	DAQBK-1000	1000ml	113	150	60,000
DASH-QBK-0008	DAQBK-2000	2000ml	138	200	90,000
DASH-QBK-0009	DAQBK-3000	3000ml	159	225	お問合せ

石英容器-特注製作


□テーパー




□円筒



□るつぼ




□蒸発皿



形状	追加加工	容量	胴径	肉厚 t	高さ
<input type="checkbox"/> 円筒	<input type="checkbox"/> こぼし口				
<input type="checkbox"/> テーパー	<input type="checkbox"/> 持ち手				
<input type="checkbox"/> るつぼ	<input type="checkbox"/> ナンバリング				
<input type="checkbox"/> 蒸発皿					
<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> その他				
イメージ	イメージ				



ナンバリング
肉盛り



持ち手